

ЗГІДНО
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Держпродспоживслужби
від 23.11.2018 р. № 602-123-20-1/47407



Інструкція
щодо застосування засобу
Bilysna prof elit universal (Білизна проф еліт універсальний)

Ця інструкція визначає умови застосування засобу **Bilysna prof elit universal (Білизна проф еліт універсальний)** виробництва ТОВ «Бланідас», Україна, з метою автоматичного або ручного прання кольорової або білої білизни у лікувальних установах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

Bilysna prof elit universal (Білизна проф еліт універсальний) - готовий засіб у вигляді рідкого гелю.

Склад: <5% аніонні ПАР, <5% неіоногенні ПАР, <5% мила, <5% катіонні ПАР, оптичний відбілювач, ароматична добавка, консервант.

Bilysna prof elit universal (Білизна проф еліт універсальний) – засіб для прання білих та кольорових речей з бавовняних, лляних, синтетичних та змішаних тканин. Засіб зберігає колір від вицвітання. Пом'якшує тканину та надає приємного аромату. Можливість прання в пральних машинах або для ручного прання.

Спосіб використання:

Спосіб прання	Температура води, t° C	Кількість засобу (мл) на 5 кг білизни		
		М'яка вода	Середня вода	Жорстка вода
Автоматичне прання	до +60°C	60 мл (слабо забруднена білизна)	75 мл (слабо забруднена білизна)	
		90 мл (середньо забруднена білизна)	105 мл (середньо забруднена білизна)	
		120 мл (сильно забруднена білизна)	135 мл (сильно забруднена білизна)	
Ручне прання	до +40°C	40 мл засобу/5 л води		

П'ять літрів засобу вистачає для прання 400 кг сухої білизни.

Рекомендовану кількість засобу додати в спеціальне відділення пральної машини або барабан. Для ручного прання розчинити засіб у воді необхідної температури.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони по 1л та каністри по 5л. Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

ТУ У 20.4-36423868-038:2017

Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C. Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

Дата останнього перегляду
Інженер з якості
ТОВ «Бланідас»

М.О. Плахотнюк
Плахотнюк М.О.
«22» травня 2019 р.