


Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України
від 01.06.2018 за № 602-123-201/25135



Інструкція
щодо використання засобу

Бланідас

Гелевий засіб для миття печей та грилів

Ця інструкція визначає умови застосування гелевого засобу для миття печей та грилів виробництва ТОВ «Бланідас» Україна, з метою безпечного та якісного чищення кухонного обладнання, такого як духовки, грилі, вентиляційні короби від жиру, нагару, нікотинових та масляних на підприємствах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, в лікувальних установах різного профілю, підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Бланідас – Гелевий засіб для миття печей та грилів - сильно лужний миючий засіб для періодичної чистки сильно забруднених печей, грилів. Препарат містить суміш лужних інгредієнтів, розчинників та поверхнево-активних речовин, які видаляють навіть сильні танки. Розчинний водою препарат підходить для чищення фритюрниць замочуванням.

Спосіб використання: засіб готовий до використання.

Очищення печей та грилів: видалити всі залишки їжі з поверхні. Нанести засіб на поверхню, температура поверхні не повинна бути вищою за 80°C (оптимальна температура 60-80 ° C) Залишити на поверхні на 30 хвилин. Ретельно змити засіб з поверхні і залишити висихати.

Очищення фритюрниці: злити масло і закрити клапан, наповнити водою до рівня наповнення жиру, додати засобу 1 літр на 10 літрів води та ввімкнути фритюрницю до контрольованого кип'ятіння протягом 15-30 хвилин. Після охолодження та зливання протерти щіткою, промити двічі гарячою водою та залишити висихати

Склад: гідроксид натрію 5-15%, спирти C13-15 етоксировані <5%, аніонні ПАВ <5%, Аміни, C12-14 - алкилдиметил, N-оксиди 1-3%

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують в каністру 5 л і 20 л. Засоби в упаковці перевозяться всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5oC до +25oC

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.